

調光レンズ ガラス1.52

スーパー バイフォーカルB型24

マルチコート

クリアな状態からソフトブラウンカラー（濃度約40%）まで変化
レンズ全面で均一な発色（貼り合わせ調光ガラスバイフォーカル）

基本仕様

屈折率	1.52	小玉内寄量	3mm
比重	2.54		
アップ数	59		

カラー

ブラウン（BR）

度数 (一)	球 面	乱 視 (一)											
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00
0.00													
.25													
.50													
.75													
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													



ADD 1.00~3.00

度数 (+)	球 面	乱 視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00	×																
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

ペア単位にてご注文下さい。

ペア単位にてご注文下さい

混合乱視 (MIX)															
C S+	0.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.25															
	0.50														
		0.75													
			1.00												
				1.25											
					1.50										
						1.75									
							2.00								
								2.25							
									2.50						
										2.75					
											3.00				
												3.25			
													3.50		
														3.75	



特徴

- ・米国コーニング社開発の調光ガラスレンズ「エクストラブラウン(EXTRA-BROWN)」とガラスバイフォーカルレンズ（ne1.52）を貼り合わせた調光ガラスバイフォーカルレンズ
- ・貼り合わせタイプなので、レンズ厚み差による色ムラが無く均一に発色
- ・クリアな状態からソフトブラウンカラー（濃度約40%）まで変化

スーパーバイフォーカル

※凸面から見た左レンズを表示しています

加工上のご注意点

- ・本商品は調光レンズ（前面位置、約1mm）とガラスバイフォーカルレンズを特殊接合しています。ヤゲンが接合部にかかると強度が弱まる事がありますので、位置を調整して下さい。

特注加工

プリズム	○ 詳細はお問い合わせ下さい
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
ツボクリ	×