

# リンクルーム1.67

Link Room 1.67

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

## 製作範囲表




タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長
U ウルトラロング	LRU 2	1.67	23mm
L ロング	LRL 2		
W ワイド	LRW 2		

近用度数測定位置  
インセット量 (自動・可変)

遠用度数測定位置

アイポイント



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可

外径が変化する場合があります

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は

異なります。

2. 左右で加入度が異なる場合は、

左右の平均プリズム量にて加工

いたします。

3. プリズム処方がある場合は、

プリズムシニング加工を行いません。

4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数も

お知らせ下さい。

# リンクルーム1.60

Link Room 1.60

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

## 製作範囲表




タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長
U ウルトラロング	LRU 1	1.60	23mm
L ロング	LRL 1		
W ワイド	LRW 1		

近用度数測定位置  
インセット量 (自動・可変)

遠用度数測定位置

アイポイント



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可

外径が変化する場合があります

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

# プレジャーBT ルーム1.74

Pleasure Blue Tech Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PBR V1	1.74	21mm
2.0m		PBR V2		
4.0m		PBR V4		
6.0m		PBR V6		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
 変わる場合があります

※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可  
 外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可  
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
 (-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可  
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

## 原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2023-01-13

A3-03

# プレジャーBT ルーム1.67

Pleasure Blue Tech Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 選別	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PBR O1	1.67	21mm
2.0m		PBR O2		
4.0m		PBR O4		
6.0m		PBR O6		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が変わる場合があります

※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可  
 外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
 (-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
 (カーブ指定の際はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネ付注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

原産国

日本

# プレジャーBT ルーム1.60

Pleasure Blue Tech Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PBR H1	1.60	21mm
2.0m		PBR H2		
4.0m		PBR H4		
6.0m		PBR H6		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
 変わる場合があります

※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可  
 外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
 (-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

原産国

日本

# プレジャーーム1.74

Pleasure Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PR V1	1.74	21mm
2.0m		PR V2		
4.0m		PR V4		
6.0m		PR V6		



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏心	×	※2
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可  
外径が変化する場合があります
- ※3 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)
- ※4 UV400
- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

## 原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A3-06

# プレジャーーム1.67

Pleasure Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PR O1	1.67	21mm
2.0m		PR O2		
4.0m		PR O4		
6.0m		PR O6		



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可  
 外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
 (-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

# プレジャーーム1.60

Pleasure Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ 選別	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PR H1	1.60	21mm
2.0m		PR H2		
4.0m		PR H4		
6.0m		PR H6		

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可  
外径が変化する場合があります
- ※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)
- ※4 UV400
- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

## 原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A3-08



# ズーム2BT ルーム1.74

Zoom2 Blue Tech Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BBR V1	1.74	13mm
2.0m	BBR V2		
4.0m	BBR V4		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
変わる場合があります

※2 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (－) 3△可  
(+) S+C= +2.00まで 3△可  
(+) S+C= +4.00まで 2△可  
(+) S+C= +4.75まで 1△可  
(MIX) 3△可

※4 (－) S+C=－5.00まで 5カーブ指定可  
(－) S+C=－6.00まで 4カーブ指定可  
(－) S+C=－7.00まで 2カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

# ズーム2BT ルーム1.67

Zoom2 Blue Tech Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BBR O1	1.67	13mm
2.0m	BBR O2		
4.0m	BBR O4		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
変わる場合があります

※2 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) 3△可  
(+) S+C= +4.00まで 3△可  
(+) S+C= +4.50まで 2△可  
(+) S+C= +6.00まで 1△可  
(MIX) 3△可

※4 (-) S+C=-5.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

# ズーム2BT ルーム1.60

Zoom2 Blue Tech Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BBR H1	1.60	13mm
2.0m	BBR H2		
4.0m	BBR H4		



- ※3 (－) 3△可  
 (+) S+C= +1.00まで 3△可  
 (+) S+C= +2.00まで 2△可  
 (+) S+C= +5.50まで 1△可  
 (MIX) S+1.50まで 3△可  
 (MIX) S+3.75まで 2△可

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 対象濃度15%以上推奨  
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
 変わる場合があります

- ※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
 外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

- ※4 (－) S+C= -4.00まで 6カーブ指定可  
 (－) S+C= -6.00まで 5カーブ指定可  
 (－) S+C= -7.00まで 4カーブ指定可  
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※5 UV420

- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

## 原産国

日本

- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

# ズーム2ルーム1.74

Zoom2 Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 遠用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BR V1	1.74	13mm
2.0m	BR V2		
4.0m	BR V4		



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

- ※2 (－) 3△まで可  
(+) S+C=+2.00まで 3△可  
(+) S+C=+4.00まで 2△可  
(+) S+C=+4.75まで 1△可  
(MIX) 3△可

- ※3 (－) S+C=－5.00まで 5カーブ指定可  
(－) S+C=－6.00まで 4カーブ指定可  
(－) S+C=－7.00まで 2カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※4 UV400

- ※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

# ズーム2ルーム1.67

Zoom2 Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 適用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BR O1	1.67	13mm
2.0m	BR O2		
4.0m	BR O4		



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

- ※2 (－) 3△可  
(+) S+C= +4.00まで 3△可  
(+) S+C= +4.50まで 2△可  
(+) S+C= +6.00まで 1△可  
(MIX) 3△可

- ※3 (－) S+C= -5.00まで 6カーブ指定可  
(－) S+C= -6.00まで 5カーブ指定可  
(－) S+C= -6.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※4 UV400

- ※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

# ズーム2ルーム1.60

Zoom2 Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～2.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



タイプ 適用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	BR H1	1.60	13mm
2.0m	BR H2		
4.0m	BR H4		



## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

原産国

日本

- ※1 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm打ち寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm
- ※2 (-) 3△可  
(+) S+C=+1.00まで 3△可  
(+) S+C=+2.00まで 2△可  
(+) S+C=+5.50まで 1△可  
(MIX) S+1.50まで 3△可  
(MIX) S+3.75まで 2△可
- ※3 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-7.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)
- ※4 UV400
- ※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

# ズームBT ルーム1.74

Zoom Blue Tech Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径75mm → 有効外径80mm  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL74	1.74	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW74		
ショート	1.0m	70cm		ZS74		

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上  
 スパークーイエラー・スパークーピンク  
 ツインカラーは不可

※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
 [拡大]  
 可表記まで製作可 (1mm単位)

※3 3△まで可  
 (-) 全範囲  
 (+) S+C=+2.50まで  
 (MIX) S=+2.50まで

※4 UV420

原産国

日本





# ズームBT ルーム1.60

Zoom Blue Tech Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径75mm → 有効外径80mm  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL60	1.60	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW60		
ショート	1.0m	70cm		ZS60		

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]  
 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
 [拡大]  
 可表記まで製作可 (1mm単位)

※3 3△まで可  
 (-) S+C=-9.50まで  
 (+) S+C=+3.50まで  
 (MIX) C=-3.00まで

※4 UV420

原産国

日本

# ズームルーム1.74

Zoom Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径75mm → 有効外径80mm  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL74	1.74	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW74		
ショート	1.0m	70cm		ZS74		

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大]  
可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 3△まで可  
(-) (MIX) 全範囲  
(+) S+C=+3.50まで
- ※3 UV400

原産国

日本

# ズームルーム1.67

Zoom Room 1.67

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径75mm → 有効外径80mm  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL67	1.67	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW67		
ショート	1.0m	70cm		ZS67		

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 プラチナIRBは不可
- ※2 [縮小] (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※3 3△まで可  
(-) S+C=-10.00まで  
(+) S+C=+5.00まで  
(MIX) 全範囲
- ※4 UV400

# ズームルーム1.60

Zoom Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径75mm → 有効外径80mm  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL60	1.60	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW60		
ショート	1.0m	70cm		ZS60		

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 プラチナIRBは不可
- ※2 [縮小] (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※3 3△まで可  
(-) S+C=-9.50まで  
(+) S+C=+3.50まで  
(MIX) C=-3.00まで
- ※4 UV400

## 仕様





屈折率	1.70
比重	1.41
アッベ数	36
設計	外面累進
累進帯長	23mm
加入度数	1.00~3.00

## 対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了  
 プラチナコート販売終了  
 プラチナDUVコート販売終了  
 【販売終了】2022年6月30日  
 【片玉対応】2022年9月30日

## 製作範囲表



隠しマーク	屈折率	累進帯長
RM7	1.70	23mm

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	○

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小  
 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
 [拡大]  
 可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について  
 インセット(内寄)可変タイプですので  
 レンズレイアウトは遠用PDで加工して  
 ください。

# ルーム1.60

Room 1.60

プラスチック

中近両用

外面累進

1.60

## 仕様





屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	外面累進
累進帯長	23mm
加入度数	1.00~3.00

## 対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了  
プラチナコート販売終了  
プラチナUVコート販売終了  
【販売終了】2022年6月30日  
【片玉対応】2022年9月30日

## 製作範囲表



隠しマーク	屈折率	累進帯長
RM6	1.60	23mm

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	

原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
[拡大]  
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について

インセット (内寄) 可変タイプですので  
レンズレイアウトは遠用PDで加工して  
ください。